

Liofilizador Coolsafe para bacterias en viales, 4 Litros



Liofilizador compacto de laboratorio para aplicaciones de amplio espectro, volumen 4 litros y una temperatura de enfriamiento de hasta -110°C .

Liofilizador compacto de laboratorio para aplicaciones de amplio espectro para la investigación, el desarrollo de procesos y la producción a pequeña escala. Liofilización de bacterias en viales, con capacidad de frío 2,5 Kg.

Disponible una selección de temperaturas del condensador y una amplia gama de cámaras y accesorios de alta calidad. Modelos con simplicidad de operación y altas características de rendimiento para satisfacer las demandas de los laboratorios de

investigación y desarrollo de hoy.

Compuesto de:

- CoolSafe 110-4 Pro. Unidad fría de condensación con display digital de Temperatura y vacío hasta 0,001 mbar.
- Soporte general acrílico para cámaras de secado y manifolds Acpl, incluye llave de rotura del vacío.
- Cámara de secado CCS200 transparente policarbonato con 2 estantes circular 180 mm diámetro (máximo 6 estantes) ajustables en altura
- Bomba de vacío CRV pro 2 para Liofilizador 2,5 m³/h (42 l /min) 0,003 mbar, DN KF 16
- Temperaturas mínima de enfriamiento del condensador: -110 ° C
- Accesorios no incluidos.

SKU: 7.001.000.516

Categories: Instrumentación para Microbiología, Microbiología