

LUCISWAB CONTROL PARA LUMITESTER PD-30

1.088,98€ I.V.A. no incluido



Kit para control del funcionamiento y el control de la sensibilidad del luminómetro Lumitester PD 20 / PD 30.

SKU: 1002657

Categorías: [Instrumentación para Microbiología](#), [Microbiología](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit de control para comprobación del funcionamiento y el control de la sensibilidad del luminómetro Lumitester PD 20 / PD 30.

Puede generar una luz estable mediante la adopción del control de luz automático mediante LED.

Durabilidad: varios años.