

Medio de transporte viral, con hisopo “KaiBiLi”



Vial de 3 ml con un hisopo flocado minitip, para la conservación y el transporte de patógenos, incluido COVID19.

Presentación: Caja 50 ud.

Vial de 3 ml con un hisopo flocado minitip, para la conservación y el transporte de patógenos, incluido COVID19

Ideal para la preservación y transferencia de muestras de pruebas clínicas de varios virus respiratorios, enterovirus, micoplasma y clamidia.

Puede mantener la actividad del virus y reducir la tasa de descomposición de éste durante un largo período de tiempo y temperatura. Mejora la tasa positiva de detección por PCR de muestras transportadas. Buen efecto bacteriostático para evitar la contaminación por gérmenes.

Valido para virus respiratorios, intestinales y otros, así como micoplasma,

ureaplasma, clamidia y otras muestras para recolección, transferencia y almacenamiento. Las muestras recolectadas se pueden usar para la detección de ácido nucleico y en las aplicaciones de aislamiento de virus.

Presentación: Caja 50 ud.

SKU: M221006

Categories: Microbiología, Recogida y transporte de muestras