

MESA DE TALLADO ET-107 CON DISPENSADOR DE FORMOL



La mesa de tallado ET-107 reduce riesgos químicos y biológicos al aspirar gases desde la superficie, el frontal y la parte superior, asegurando un entorno seguro.

SKU: ET-107

Categorías: [Anatomía Patológica](#), [Tallado](#)

Etiquetas: [mesa tallado](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricada en acero inoxidable AISI 316, con superficies pulidas y esquinas redondeadas para fácil limpieza y cumplimiento normativo. Incorpora filtración con carbón activo, motores de aspiración silenciosos y pantalla táctil intuitiva. Su tamaño es personalizable para uno o dos patólogos, con opción de motor de elevación para mayor ergonomía.

– Seguridad y eficiencia en anatomía patológica

Características

Características	Especificaciones
Material de fabricación	Acero inoxidable AISI 316 (estructura de trabajo) y AISI 304 (soporte)
Sistema de aspiración	Aspiración de gases desde superficie de trabajo, frontal y parte superior
Filtración	Filtro de carbón activo para formol, opción de filtro con alúmina y KMnO ₄
Panel de control	Pantalla táctil a color, ajuste de ventilación, iluminación y velocidad de aspiración
Capacidad	Medidas personalizables para uno o dos patólogos
Sistema de dosificación de formol	Garrafa de suministros (10 L) con bomba y filtro, garrafa de desecho (10 L) con sensor de llenado
Sistema de macro	Cámara y pantalla táctil para anotaciones
Piletas de agua y formol	Con tapa y filtro para evitar obstrucciones
Opciones adicionales	Motor de elevación para ajustes de altura, armario para residuos sólidos.
Seguridad	Botón de parada de emergencia, enchufes externos según normas AFNOR.

La mesa de tallado ET-107 es la elección ideal para laboratorios que buscan seguridad, precisión y facilidad de uso en la manipulación de muestras anatómicas. Su diseño ergonómico y sus avanzadas funciones garantizan un entorno de trabajo eficiente y seguro.

¿Qué sistema de aspiración utiliza la mesa para eliminar los gases de formol?

Tiene un sistema integrado de aspiración que extrae gases desde la superficie de trabajo, el frontal y la parte superior, garantizando un entorno seguro.

¿Qué tipo de filtros incluye la mesa y cuáles son sus opciones adicionales?

Usa filtro de carbón activo para formol, con opción de filtros de alúmina y KMnO₄, recomendados por el INSH.

¿Es posible personalizar las medidas de la mesa? ¿Para cuántos patólogos puede adaptarse?

Sí, las medidas son personalizables y pueden adaptarse para uno o dos patólogos, optimizando el espacio de trabajo.

¿La mesa incluye un sistema de dosificación de formol? ¿Cómo funciona?

Sí, incorpora garrafas de suministro y desecho de formol (10 L cada una), con sensor de llenado, filtro y alarma acústica.

¿Qué funciones se pueden controlar desde la pantalla táctil?

Se pueden ajustar la ventilación, iluminación, velocidad de aspiración y monitorear el estado de los filtros y el bidón de desecho.

¿Es posible ajustar la altura de la superficie de trabajo? ¿Cómo se realiza?

Sí, puede incluir un motor de elevación para regular la altura de trabajo, mejorando la ergonomía.

¿Qué medidas de seguridad incorpora la mesa, como el botón de parada de emergencia?

Incluye botón de parada de emergencia y enchufes externos según la norma AFNOR, asegurando protección al usuario.

¿La mesa está diseñada para ser autoventada? ¿Qué significa esto?

Sí, la versión autoventada tiene un sistema de filtración propio, eliminando la necesidad de extracción externa.