

Mesa de tallado Profit



Mesa de tallado diseñada para el corte de muestras en laboratorio. **Cumple con las directivas del INSST.**

Mesa de tallado ergonómica y actualizada con últimos requisitos del INSST para trabajo seguro en el corte de piezas en el ámbito de los servicios de Anatomía Patológica de Hospitales, o en Universidades, Centros de Investigación e Institutos de Medicina Legal y Forense.

Diseñadas para la seguridad y ergonomía del patólogo

Fabricación acorde con INSST: Filtro de Alumina con KMnO_4 y Velocidad aspiración frontal 0,7m/seg

Ventana frontal tipo guillotina y paneles laterales

en vidrio templado

Acero inox. ANSI 304 en toda la estructura, y
ANSI316 en el área de trabajo. Grosor 1.0mm y
1.5 mm respectivamente

Laterales en vidrio templado

Ventilación frontal e inferior

Iluminación Iluminación Halogena

Controles manuales en el dintel superior

OPCIONES DISPONIBLES

110-150-210-220cm

Control PLC

Filtración al exterior

Espacio libre para piernas vs. cajonera con puertas

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- Sistema integrado de recogida de residuos con sensor de llenado
- Pila de lavado con grifo agua fría/Calor y ducha extensible
- Soporte/Balda horizontal en frontal
- Soporte magnético de herramientas
- Tabla de disección en polietileno
- Dos enchufes protegidos IPS65

DOTACIÓN OPCIONAL

- Sistema automático de dispensación de formol con bomba y acción con pedal.

Esta opción incluye pila y grifo dedicados

- Sensores adicionales al panel de mandos para agua, luz y velocidad de aspiración
- Cortina de agua en pila bajo área de trabajo perforada
- Trituradora de deshechos

SKU: GWS-3030-ZENON

Categories: Anatomía Patológica, Tallado