

Mesa desembalaje de tubos para clasificador SortPro



Plataforma de desembalaje y descarga de tubos para su ingreso paulatino al [sorter SortPro](#). Gran amplitud para un fácil manipulado de muestras previo a la entrada en la tolva del sorter

Plataforma de desembalaje y descarga de tubos para su ingreso paulatino al [sorter SortPro](#).

Consiste en una mesa auxiliar, con superficie lisa de gran amplitud, para manipular neveras o cajas de transporte de tubos procedentes de los centros de expedición, y espacios para dosificar la entrada al sorter de las muestras. Gracias al sistema de cintas de transporte que descargan los tubos al Sorter adjunto, permite el desembalaje de grandes volúmenes de muestras y facilita la entrada masiva al clasificador.

La mesa de descarga permite superar la capacidad de carga y alojamiento de la tolva del sorter de manera que la recepción puntual de los envíos no sature al sorter, pero permitan su carga desatendida y paulatina sin obligar a una presencia continua de operarios.

Características Técnicas

- 2 aperturas de llenado
- Arranque y parada automática de la cinta transportadora cuando se encuentre inactiva
- Parada de la cinta cuando el área de entrada de SortPro se encuentre llena
- Dimensiones: 80 cm profundo x 160 cm ancho x 95 cm alto
- Opcional: Estantería superior para almacenamiento de cubetas y notas

SKU: MESA-DESEMBALAJE-SORTPRO

Categories: Instrumentación, Preanalítica