

Mesa para box de extracción, 2 usuarios



Mesa para toma de muestras doble. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/8 y tablero de formica con separador. Dispone de 2 almohadas, una para cada espacio.

Mesa para toma de muestras con 2 espacios y separador.

Características

- Estructura de acero inoxidable AISI 304 18/8
- Tablero de formica con separador
- Dos almohadas de goma espuma forradas en skay

Especificaciones técnicas

Medida largo	120 cm
Medida ancho	50 cm
Altura fija	75 cm
Medidas almohada (ud)	40 x 25 x 6 cm
Medidas separador	50 x 46,5 cm

SKU: 14302

Categories: Gestión de colas y punto de extracción, Preanalítica