

MESA DE TALLADO ADVANCE



Mesa de tallado diseñada para el corte de muestras en laboratorio. **Cumple con las directivas del INSST.**

SKU: GWS-1630-ZENON

Categorías: [Anatomía Patológica](#), [Tallado](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mesa de tallado ergonómica y actualizada con últimos requisitos del INSST para trabajo seguro en el corte de piezas en el ámbito de los servicios de Anatomía Patológica de Hospitales, o en

Universidades, Centros de Investigación e Institutos de Medicina Legal y Forense.

Diseñadas para la seguridad y ergonomía del patólogo

Fabricación acorde con INSST: Filtro de Alumina
con KMnO₄ y Velocidad aspiración frontal
0,7m/seg

Ventana frontal tipo guillotina y paneles laterales en vidrio templado

Acero inox. ANSI 304 en toda la estructura, y
ANSI316 en el área de trabajo. Grosor 1.0mm y
1.5 mm respectivamente

Ventilación frontal e inferior

Iluminación LED

Controles manuales en el dintel superior

OPCIONES DISPONIBLES

110-150-210-220cm

Control PLC o Pantalla táctil

Autoelevación

Filtración al exterior

Espacio libre para piernas vs.
cajonera con puertas

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- Sistema integrado de recogida de residuos con sensor de llenado
- Pila de lavado con grifo agua fría/Calor y ducha extensible
- Soporte/Balda horizontal en frontal
- Soporte magnético de herramientas
- Tabla de disección en polietileno
- Dos enchufes protegidos IPS65

DOTACIÓN OPCIONAL

- Sistema automático de dispensación de formol con bomba y acción con pedal. Esta opción incluye pila y grifo dedicados
- Sensores adicionales al panel de mandos para agua, luz y velocidad de aspiración

- Cortina de agua en pila bajo área de trabajo perforada
- Trituradora de deshechos