

Microtomo rotacional semiautomático CUT 5062



Microtomo semiautomático de precisión diseñado para aplicaciones de rutina, investigación o industria. Trabaja con cuchillas desechables o cuchilla estándar, y es la opción ideal para laboratorios con alto volumen de bloques a procesar, pero con un presupuesto reducido.

Marca: Slee

CUT 5062 es un microtomo de precisión semiautomático diseñado para aplicaciones de rutina, investigación o industria. Trabaja con cuchillas desechables o cuchilla estándar, y es la opción ideal para laboratorios con alto volumen de bloques a procesar, pero con un presupuesto reducido.

Características

- Diseño ergonómico, compacto, con superficie superior plana para colocación de piezas, accesorios, etc.
- Avance motorizado y corte manual
- Tallado motorizado hasta 750um programable
- Retracción variable
- Dos modos de trabajo, estándar y rocking (el toque de un botón genera rotación completa de la manivela de corte)
- Memoria de hasta dos tipos de feed según especimen
- Función TIP para un control preciso del avance del especimen
- Bloqueo manual de la manivela en cualquier posición
- Palanca del portacuchillas cambiable, para zurdos
- Display con contador de cortes, suma de cortes, y recorrido pendiente
- Panel de Control externo opcional

Componentes estándar

- Orientación del especimen

- Mordaza universal de cassettes orientable. Opcionalmente mordaza directa sobre especímenes
- Soporte de cuchillas desechables. Opcionalmente holder de cuchillas estándar
- Bandeja recogedora de cortas integrada
- Funda
- Cables y manual
- Consultar accesorios opcionales disponibles

Especificaciones Técnicas

Rango de espesores de corte	0.5 – 100µm
Settings de grosor de corte	0.5 – 2 µm en pasos de 0. µm 2 – 20 µm en pasos de 1 µm 20 – 50 µm en pasos de 2 µm 50 – 100 µm en pasos de 5 µm
Avance horizontal	28 mm
Velocidad de Avance LENTA	75 / 150 / 300 / 600 µm/s
Velocidad de Avance	Normal 3.000 µm/s
Recorrido Vertical	72 mm
Retracción de especimen	0 – 200 µm seleccionable
Orientación de especimen	± 8º
Requisitos Eléctricos	100-240 V 50/60Hz
Dimensiones (anch x prof x alt)	520 x 600 x 325 mm
Peso	33 Kg

[button

link="https://www.slee.de/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Manual_CUT_506_2_2021-10-007.00_EN.pdf" type="big" color="orange" newwindow="yes"] Manual Instrucciones CUT 5062[/button]

SKU: 10070001

Categories: Anatomía Patológica, Equipos de Histología y trazabilidad