

Microtubo Eppendorf “Easy Lock®” 1,5 ml.

6,47€ I.V.A. no incluido



Easy Lock ® microtubo de 1.5 ml fondo cónico. Fabricado en polipropileno con tapa plana y etiqueta de esmerilado, graduado y color neutral.

Presentación: Bolsa de 500 unidades.

Microtubo tipo Eppendorf Easy Lock ® fondo cónico. Volumen: 1,5 ml

Fabricado en polipropileno con tapa plana y etiqueta de esmerilado, graduado y color neutral.

Presentación: Bolsa de 500 unidades.

Perfecto para biología molecular.

Easy Lock ® es sinónimo de seguridad y fiabilidad; la nueva tapa y estructura de estos microtubos, permite que sea más fácil el agarre y abrirlos con una sola mano.

SKU: SG292 (453225023053)

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preanalítica