

MICROTUBO EPPENDORF "EASY LOCK®" 1,5 ML.

6,05€ I.V.A. no incluido



Easy Lock ® microtubo de 1.5 ml fondo cónico. Fabricado en polipropileno con tapa plana y etiqueta de esmerilado, graduado y color neutral.

Presentación: Bolsa de 500 unidades.

SKU: SG292 (45225023053)

Categorías: [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Microtubo tipo Eppendorf Easy Lock ® fondo cónico. Volumen: 1,5 ml

Fabricado en polipropileno con tapa plana y etiqueta de esmerilado, graduado y color neutral.

Presentación: Bolsa de 500 unidades.

Perfecto para biología molecular.



Microtubo Eppendorf "Easy Lock®" 1,5 ml.
<https://www.akralab.es/producto/microtubo-eppendorf-easy-lock-15-ml/>

Easy Lock ® es sinónimo de seguridad y fiabilidad; la nueva tapa y estructura de estos microtubos, permite que sea más fácil el agarre y abrirlos con una sola mano.



akralab
one point, all solutions.

Microtubo Eppendorf "Easy Lock®" 1,5 ml.
<https://www.akralab.es/producto/microtubo-eppendorf-easy-lock-15-ml/>



akralab
one point, all solutions.

Microtubo Eppendorf "Easy Lock®" 1,5 ml.
<https://www.akralab.es/producto/microtubo-eppendorf-easy-lock-15-ml/>