

MONTADOR CUBREOBJETOS



Montador de cubreobjetos modular de dimensiones reducidas para automatización del montaje de cubres en portaobjetos. Agiliza el trabajo de preparación de las muestras en el laboratorio.

Velocidad de procesado hasta 500 portaobjetos/hora

Marca: Slee

SKU: 14000000

Categorías: [Anatomía Patológica](#), [Equipos de Histología y trazabilidad](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Montador de cubreobjetos modular de dimensiones reducidas para automatización del montaje de cubres en portaobjetos. Agiliza el trabajo de preparación de las muestras en el laboratorio.

Características

- MCS I puede conectarse directamente al [teñidor MAS](#) simplificando así los flujos de tinción y cubreobjetos en un solo paso
- Diseño modular de dimensiones reducidas
- Automatización total del proceso de entrega manual de los portaobjetos de muestras

Componentes estándar

Cestas de portaobjetos (8 unidades hasta 30 portaobjetos cada una)

Soporte del cubreobjetos (50 y 60 mm, 2 unidades)

Filtro de carbón (2 piezas)

Cable de alimentación

Manual

Especificaciones Técnicas

Velocidad de procesamiento

Hasta 500 portaobjetos/hora

Dispensación

Volumen 30-150 μ l

Dimensiones

630 x 670 x 640 mm (An. x Pr. x Al.)

Peso sin accesorios

65 kg