

## MULTITEST 10 TD EN ORINA, FORMATO CASETE



Test para la detección combinada de Anfetaminas (AMP1000), Barbitúrico (BAR300), Benzodiacepina (BZD300), Cocaína (COC300), Metanfetamina (MET1000), Éxtasis (MDMA500), Opiáceos/morfina (MOR/OPI300), Metadona (MTD300), Cannabinoides (THC50), Antidepresivos tricíclicos (TCA1000) en orina mediante casete

---

**SKU:** 104101

**Categorías:** [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El multitest rápido 10 TD se utiliza para la detección cualitativa y combinada de diferentes drogas, mediante una sencilla prueba de orina con casete de alta calidad.

Parámetros:

Anfetaminas (AMP1000)

Barbitúrico (BAR300)

Benzodiacepina (BZD300)

Cocaína (COC300)

Metanfetamina (MET1000)

Éxtasis (MDMA500)

Opiáceos/morfina (MOR/OPI300)

Metadona (MTD300)

Cannabinoides (THC50)

Antidepresivos tricíclicos (TCA1000)

#### Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en segundos
- Requieren de poca cantidad de muestra. Con sólo 3 gotas es posible hacer la prueba.
- Disponibles 30 parámetros diferentes
- Personalizable según cantidad

#### Uso en:

- Gestión de tratamientos de adicciones
- Tratamientos de desintoxicación
- Emergencias
- Forenses
- Controles en el lugar de trabajo
- Autoridades de transporte y controles aduaneros

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

## **PRESENTACIÓN**

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 25 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 25 ud

Volumen:



**akralab**  
one point, all solutions.

Multitest 10 TD en orina, formato casete  
<https://www.akralab.es/producto/multitest-10-td-en-orina-formato-casete/>