

Multitest 3 XA de droga en sangre



Multitest para detección en sangre de Barbitúricos (BAR100), Benzodiezapina (BZD100) y Antidepresivos tricíclicos (TCA300)

El multitest 3 XA se utiliza para la detección cualitativa y combinada de diferentes drogas, mediante una sencilla prueba de sangre completa con casete de alta calidad.

Parámetros: BAR100 Barbiturate (100 ng/ml), BZD100 Benzodiacepina (100 ng/ml)

y TCA300 Antidepresivos Tricíclicos (300 ng/ml)

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en minutos
- Posible toma de muestra desde la yema del dedo
- Precisión. Detecta sustancias a pocos minutos de haberse consumido.
- Disponibles 14 parámetros diferentes

Uso en:

- Médicos de urgencias
- Pacientes en coma o inconscientes
- Detección de intoxicaciones agudas
- Pruebas iniciales en los exámenes post-mortem

SKU: 1110030

Categories: Drogas, Test Rápidos