

Multitest 5 CC de droga en saliva, formato casete



Test para la detección combinada de Anfetaminas (AMP50), Cocaína (COC20), Metanfetamina (MET50), Opiáceos/morfina (MOR/OPI40) y Cannabinoides (THC12) en saliva mediante casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El multitest rápido 5 CA se utiliza para la detección cualitativa y combinada de diferentes drogas, mediante una sencilla prueba de saliva con casete de alta calidad.

Parámetros: AMP50 Amfetamina (50ng/ml), COC20 Cocaína (20ng/ml), MET50 Metamfetamina (50ng/ml), MOR40 Opiáceos/Morfina (40ng/ml) y THC12 Cannabinoides (12ng/ml)

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en segundos
- Requieren de poca cantidad de muestra. Con sólo 3 gotas es posible hacer la prueba.
- Disponibles 30 parámetros diferentes
- Personalizable según cantidad

Uso en:

- Controles de tráfico
- Pruebas de droga en prisiones
- Centros de trabajo
- Rehabilitación

SKU: 191052

Categories: Drogas, Test Rápidos