



**MULTITEST 5 GA DE DROGAS EN SALIVA,
FORMATO CASETE INTEGRADO**

112,50€

Test para la detección combinada de Cocaína (COC20), Metanfetamina (MET50), Metadona (MTD30), Opiáceos/morfina (MOR/OPI40) y Anfetaminas (AMP50), en saliva mediante casete integrado



SKU: 115050

Categories: [Diagnóstico](#), [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El multitest rápido 5 GA se utiliza para la detección cualitativa y combinada de diferentes drogas, mediante una sencilla prueba de saliva con casete de alta calidad.

Parámetros: AMP50 Anfetamina (50ng/ml), COC20 Cocaína (20ng/ml), MET50 Metanfetamina (50ng/ml), MTD30 Metadona (30ng/ml) y MOR/OPI40 Opiáceos/Morfina (40ng/ml)

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en segundos
- Requieren de poca cantidad de muestra. Con sólo 3 gotas es posible hacer la prueba.
- Disponibles 30 parámetros diferentes
- Personalizable según cantidad

Uso en:

- Controles de tráfico
- Pruebas de droga en prisiones
- Centros de trabajo
- Rehabilitación

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 10 tests envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 10 ud

Volumen: