

Multitest 8 XA de droga en sangre



Multitest para detección en sangre de Anfetaminas (AMP50), Barbitúricos (BAR100), Benzodiezapina (BZD100), Cocaína (COC50), Metadona (MTD50), Opiáceos/morfina (MOR40), Antidepresivos tricíclicos (TCA300) y Cannabinoides (THC12)

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El multitest 8 XA se utiliza para la detección cualitativa y combinada de diferentes drogas, mediante una sencilla prueba de sangre completa con casete de alta

calidad.

Parámetros: AMP50 Amfetamina (50 ng/ml), BAR100 Barbiturate (100 ng/ml), BZD100 Benzodiacepina (100 ng/ml), COC50 Cocaína (50 ng/ml), MOR/OPI40 Opiáceos/Morfina (40 ng/ml), MET50 Metamfetamina (50 ng/ml), TCA300 A. Tricíclicos (300 ng/ml) y THC12 Cannabinoides (12 ng/ml)

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en minutos
- Posible toma de muestra desde la yema del dedo
- Precisión. Detecta sustancias a pocos minutos de haberse consumido.
- Disponibles 14 parámetros diferentes

Uso en:

- Médicos de urgencias
- Pacientes en coma o inconscientes
- Detección de intoxicaciones agudas
- Pruebas iniciales en los exámenes post-mortem

SKU: 1110080

Categories: Drogas, Test Rápidos