


Panel qPCR de infección en hueso, articulaciones y prótesis



Prueba sindrómica rápida para identificación cualitativa de hasta 27 patógenos a nivel molecular. Abarcando las causas comunes de las infecciones osteoarticulares y reportando resultados completos en un informe fácil de interpretar.

Presentación: Caja de 12 pruebas.

Las evaluaciones para detectar infecciones en huesos y articulaciones de manera estándar, suelen ser procesos complicados que normalmente exigen la recolección de diversas muestras y la realización de múltiples análisis, prolongando la espera por los resultados definitivos. Esta es una prueba sindrómica rápida para identificación cualitativa de hasta 27 patógenos a nivel molecular, brindando respuestas rápidas manteniendo una alta calidad en los resultados de las pruebas.

Panel PCR en tiempo real para uso profesional.

[button

link="https://akralab.es/wp-content/uploads/2024/06/IFU-panel-huesos-articulaciones-qPCR.pdf" type="big" color="orange" newwindow="yes"] Descargar IFU Panel qPCR huesos y articulaciones[/button]

Ayuda al diagnóstico en individuos con sospecha de infección de los siguientes patógenos:

Pseudomonas aeruginosa

Proteus spp.

Kingella kingae

Peptostreptococcus anaerobius

Enterococcus faecium

Complejo *Enterobacter cloacae*

Escherichia coli

Peptoniphilus spp.

Enterococcus faecalis

Bacteroides fragilis

Parvimonas micra

Morganella morganii

Humano (IC-Control Interno)

Anaerococcus prevotii

Anaerococcus vaginalis

Haemophilus influenzae
Staphylococcus aureus
Finnegoldia magna
Salmonella spp.
Serratia marcescens
Neisseria gonorrhoeae
Staphylococcus lugdunensis
Candida spp.
Klebsiella aerogenes
Klebsiella pneumoniae
Streptococcus spp.
Clostridium perfringens
Complejo *Citrobacter freundii*

El kit incluye:

- 12 Tiras BJ A Rxn
- 12 Tiras Bj B Rxn
- Control positivo (CP) 1x100µL [PC-L-BJ-1 / PC-L-BJ-2 / PC-L-BJ-3 / PC-L- BJ-4 / PC-L-BJ-6 / PC-L-BJ-7 / PC-L-BJ-8]
- Control negativo 1x1000µL [NTC]

Elementos necesarios NO incluidos en el kit:

- Micropipetas y puntas de pipeta con filtro compatibles (libres de nucleasas) adecuadas para transferir 1-10 µl de líquido
- Termociclador de inducción magnética (Mic) (Bio Molecular System - BMS) Sistema PCR en tiempo real
- Software Visualización

SKU: BS-BJ-L-25

Categories: Diagnóstico Molecular, Kits qPCR

Tags: panel-pcr-huesos-articulaciones, panel-pcr-infeccion-hueso