


Panel qPCR para detección de *Leptospira* TRUPCR®



El Kit de Detección TRUPCR® de *Leptospira* es una prueba de diagnóstico in vitro, basada en la tecnología de PCR en tiempo real, para la detección cualitativa de ADN específico de *Leptospira* spp. en muestras clínicas. Presentación: 48 ó 96 ud.

El Kit de Detección TRUPCR® de *Leptospira* es una prueba de diagnóstico in vitro,

basada en la tecnología de PCR en tiempo real, para la detección cualitativa de ADN específico de *Leptospira* spp. en muestras clínicas.

El kit se basa en la amplificación de una región conservada para *Leptospira* spp. En este kit, se ejecutan dos reacciones independientes en paralelo en un solo tubo. La primera detecta *Leptospira* spp. en el canal HEX/Amarillo, y la segunda detecta un Control Interno (IC) en el canal Texas Red/Naranja, lo que permite excluir resultados poco fiables.

Especificaciones:

El kit aprovecha la tecnología de "inicio en caliente" para minimizar las reacciones no específicas y asegurar la máxima sensibilidad y especificidad.

Cuenta con un doble objetivo para la detección rápida y precisa de *Leptospira* spp. Ha sido ampliamente validado y se incluye un control interno para evitar resultados falsos negativos. Las pruebas son rápidas, más confiables, completas y rentables. El flujo de trabajo es sencillo y compatible con varios instrumentos de PCR en tiempo real.

Presentaciones:

- 48 RXNS
- 96 RXNS

SKU: 3B249

Categories: Diagnóstico Molecular, Kits qPCR