

PIPETA AUTOMÁTICA 12 CANALES JETPIP

327,90€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL





Unidades 0.5-10 μ L, 10-100 μ L,
20-200 μ L, 5-50 μ L

Pipeta automática Jetpip 12 canales. Volúmenes disponibles desde 0.5-10 μ L a 20-200 μ L

SKU: SPA012010

Categorías: [Instrumentación General](#), [Otra Instrumentación](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción Unidades
	SPA012050	327,90€ I.V.A. no incluido			5-50 uL
	SPA012010	327,90€ I.V.A. no incluido			0.5-10 uL
	SPA012100	327,90€ I.V.A. no incluido			10-100 uL
	SPA012200	327,90€ I.V.A. no incluido			20-200 uL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pipeta automática Jetpip 12 canales. Volúmenes disponibles desde 0.5-10 µL, 5-50 µL, 10-100 µL, 20-200 µL

Empuñadura suave e inteligente de TPE.

Colector fácilmente extraíble y totalmente autoclavable. Con opción de giro 360º para facilitar la operación con la mano derecha o izquierda.

Carga y eyección suave de las puntas, con opción de expulsión de la punta con una sola mano.

Con anillo en el extremo que evita la fuga de líquidos.

Código de colores para mejor identificación

Compatible con la mayoría de los tipos de puntas del mercado.

Informe de calibración incluido en cada pipeta.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 0.5-10 uL, 10-100 uL, 20-200 uL, 5-50 uL

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación: unidad

Volumen:



akralab
one point, all solutions.

Pipeta automática 12 canales Jetpip
<https://www.akralab.es/producto/pipeta-automatica-12-canal-es-jetpip/>