

## PIPETA AUTOMÁTICA 8 CANALES JETPIP

203,00€ I.V.A. no incluido



### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 0,5-10  $\mu$ L, 10-100  $\mu$ L,  
20-200  $\mu$ L, 5-50  $\mu$ L

Pipeta automática Jetpip 8 canales. Volúmenes disponibles 0,5-10  $\mu$ L, 10-100  $\mu$ L, 5-50  $\mu$ L y 20-200  $\mu$ L

---

**SKU:** SPA008100

**Categorías:** [Instrumentación General](#), [Otra Instrumentación](#)

### VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción Unidades
	SPA008200	203,00€ I.V.A. no incluido			20-200 $\mu$ L
	SPA008010	203,00€ I.V.A. no incluido			0,5-10 $\mu$ L
	SPA008050	203,00€ I.V.A. no incluido			5-50 $\mu$ L
	SPA008100	203,00€ I.V.A. no incluido			10-100 $\mu$ L

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pipeta automática Jetpip 8 canales. Volúmenes disponibles 0,5-10  $\mu$ L, 10-100  $\mu$ L, 5-50  $\mu$ L y 20-200  $\mu$ L

Empuñadura suave e inteligente de TPE.

Colector fácilmente extraíble y totalmente autoclavable. Con opción de giro 360º para facilitar la operación con la mano derecha o izquierda.

Carga y eyección suave de las puntas, con opción de expulsión de la punta con una sola mano.

Con anillo en el extremo que evita la fuga de líquidos.

Código de colores para mejor identificación

Compatible con la mayoría de los tipos de puntas del mercado.

Informe de calibración incluido en cada pipeta.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 0,5-10 uL, 10-100 uL, 20-200 uL, 5-50 uL

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

## PRESENTACIÓN

Presentación: unidad

Volumen: