

Pipeta JetPip volumen variable

101,77€ I.V.A. no incluido



Pipeta monocanal de volumen variable, con diferentes volúmenes de pipeteado hasta 1000 ul

Pipeta monocal de volumen variable. Diferentes volúmenes de pipeteado.
Formato ligero y resistentes a la luz UV.

Características

- Totalmente autoclavables.
- Mecanismo de recalibración sencillo.
- Resistencia mínima en el émbolo y el eyector de puntas.
- Incluye herramienta de calibración.
- Dispone de botón pulsador con código de color para facilitar el reconocimiento de volumen.

SKU: SPA200125

Categories: Instrumentación General, Otra Instrumentación