




## PIPETA JETPIP VOLUMEN VARIABLE

**80,00€**

Pipeta monocal de volumen variable, con diferentes volúmenes de pipeteado hasta 1000 µl



**SKU:** SPA200125

**Categories:** [Laboratorio](#), [Manipulación de Líquidos](#), [Micropipetas](#)

Pipeta monocal de volumen variable. Diferentes volúmenes de pipeteado. Formato ligero y resistentes a la luz UV.

### Características

- Totalmente autoclavables.
- Mecanismo de recalibración sencillo.
- Resistencia mínima en el émbolo y el eyector de puntas.
- Incluye herramienta de calibración.
- Dispone de botón pulsador con código de color para facilitar el reconocimiento de volumen.

### VARIATIONS

**Akralab SL, proveedor integral de productos de laboratorio**

Polígono Industrial Las Atalayas, Avda de la Antigua Peseta 77, 03114 Alicante, España

[atencion-clientes@akralab.es](mailto:atencion-clientes@akralab.es)

902 222 275 / +34 965 116 521

SKU	Price	Description	Unidades
SPA200510	80,00€		0.5-10 uL
SPA200125	80,00€		0.1-2.5 uL
SPA200220	80,00€		2-20 uL
SPA200550	80,00€		5-50 uL
SPA210100	80,00€		10-100 uL
SPA220200	80,00€		20-200 uL
SPA211000	80,00€		100-1000 uL

#### ADDITIONAL INFORMATION

**Unidades**

0.1-2.5 uL, 0.5-10 uL, 10-100 uL, 100-1000 uL, 2-20 uL, 20-200 uL,  
5-50 uL

## **PRESENTACIÓN**

Presentación: Rangos disponibles: 0.1-2.5, 0.5-10, 5-50, 10-100, 2-20, 20-200, 100-1000

Volumen: