

Pipeta Pasteur 230 mm, estéril

50,70€ I.V.A. no incluido



Pipeta Pasteur plástica de 230 mm, estéril y empaquetada individualmente

Pipeta Pasteur plástica de 230 mm, estéril y empaquetada individualmente

Fabricada en Poliestireno, ofrece la precisión de aspiración de una pipeta de vidrio y los beneficios de seguridad del plástico.

Capacidad para 230 mm para un manejo más fácil y un mayor alcance para trabajar con muestras más grandes.

El vástago flexible y largo se puede doblar para extraer líquido de los tubos de volumen estrecho o pequeños.

Esterilizado por irradiación gamma.

Consistencia estricta comprobada.

SKU: PP000230

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología