

PIPETA PASTEUR 230 MM, ESTÉRIL

59,10€ I.V.A. no incluido



Pipeta Pasteur plástica de 230 mm, estéril y empaquetada individualmente

SKU: PP000230

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pipeta Pasteur plástica de 230 mm, estéril y empaquetada individualmente

Fabricada en Poliestireno, ofrece la precisión de aspiración de una pipeta de vidrio y los beneficios de seguridad del plástico.

Capacidad para 230 mm para un manejo más fácil y un mayor alcance para trabajar con muestras más grandes.

El vástago flexible y largo se puede doblar para extraer líquido de los tubos de volumen estrecho o pequeños.

Esterilizado por irradiación gamma.



akralab
one point, all solutions.

Consistencia estricta comprobada.

Pipeta Pasteur 230 mm, estéril
<https://www.akralab.es/producto/pipeta-pasteur-230-mm-esteril/>

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación: Servida en caja de 200 ud, embolsadas individualmente

Unidades: 200

Volumen: 230 mm

