

Placa Petri 90×16,2 mm.

66,48€ I.V.A. no incluido



Placa Petri de poliestireno cristalino translúcido, de 90 mm. de diámetro y 16,2 mm. de altura, con tapa provista de tres nervaduras que permiten la ventilación del cultivo. Apilable y de un solo uso.

Fabricada en sala blanca ISO 6

Presentación: Caja 480 ud en bolsas herméticas de 20 ud.

Placa Petri de poliestireno cristalino translúcido, de 90 mm. de diámetro y 16,2 mm. de altura, con tapa provista de tres nervaduras que permiten la ventilación del

cultivo. Apilable y de un solo uso.

Fabricada en sala blanca ISO 6

Características

- **Material / Composición:**
 - Poliestireno cristalino translúcido (PS).
- **Dimensiones:**
 - Diámetro de la placa: 90 mm.
 - Altura de la placa: 16,2 mm.
- **Conservación:** Temperatura ambiente.
- **Presentación:** Caja 480 ud. (24 bolsas de 20 unidades cada una herméticamente selladas)

SKU: P101 (453225029052)

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología