

PLATAFORMA PCR SENTINAT 200 PARA COVID-19, DE LA MUESTRA AL RESULTADO



Solución completa PCR de la muestra al resultado, compuesta por 1 [Sistema qPCR automatizado SENTINAT 200](#), de la muestra al resultado, y el [Kit liofilizado para detección de COVID-19 RT-PCR](#)

SKU: 1N200S+1N036

Categorías: [Diagnóstico Molecular](#), [Instrumentación](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA

Solución completa PCR de la muestra al resultado, compuesta por:

- [Sistema qPCR automatizado SENTINAT 200](#), de la muestra al resultado
- [Kit liofilizado para detección de COVID-19 RT-PCR](#)

SISTEMA qPCR AUTOMATIZADO DE LA MUESTRA AL RESULTADO SENTINAT 200

SENTiNAT® 200 es el nuevo sistema independiente capaz de proporcionar una solución completa para kits liofilizados de biología molecular de PCR cuantitativa / cualitativa. Una estación de trabajo robótica flexible, rápida y compacta para automatizar de manera eficiente los ensayos y la preparación de muestras que incluye dos termocicladores en tiempo real para gestionar todos los pasos desde la muestra hasta el resultado final.

KIT LIOFILIZADO PARA DETECCIÓN DE COVID-19 RT-PCR

Mezcla liofilizada de PCR múltiple en tiempo real de un solo paso para la detección de Coronavirus.

El kit STAT-NAT COVID-19 MULTI es un ensayo multiplex cualitativo de RT-PCR en tiempo de reacción liofilizado basado en la amplificación de ácido nucleico hasta la identificación del nuevo ARN del coronavirus SARS-CoV-2 en las vías respiratorias humanas. El ensayo es una ayuda en el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2.

Ventajas

- **Mezcla maestra liofilizada de un solo paso lista para usar**
- **Enfoque multiplex: detección simultánea de los genes RdRP y ORF1b**
- Altamente específico para el SARS-CoV-2, identificación fiable de la nueva enfermedad del Coronavirus (COVID-19)
- Equilibrio adecuado entre sensibilidad y especificidad
- Evite los resultados dudosos de otros coronavirus
- Sólo se necesita un instrumento de dos canales: FAM y HEX/VIC
- Resultados disponibles en menos de 2 horas
- Control interno endógeno incluido en la reacción
- El control positivo está incluido en el kit
- Validado en muestras del tracto respiratorio humano
- No necesita cadena de frío en el transporte y almacenamiento, lo que rentabiliza enormemente la inversión



Plataforma PCR SentiNat 200 para COVID-19, de la muestra
al resultado
<https://www.akralab.es/producto/plataforma-pcr-sentinat-200-para-covid-19-de-la-muestra-al-resultado/>