


Portaobjetos de adhesión SuperFrost Plus

62,30€ I.V.A. no incluido



Portaobjetos para la sujeción de muestras congeladas de tejido integrado con parafina y fijado en formol, así como preparaciones citológicas. Tamaño estándar de 26 x 76 mm. Bordes esmerilados de 90°. Caja de 72 unidades.

Portaobjetos para la sujeción de muestras congeladas de tejido integrado con parafina y fijado en formol, así como preparaciones citológicas, ideal para anatomía patológica. Tamaño estándar de 26 x 76 mm. Bordes pulidos de 90°.

Diseñado para minimizar la pérdida de tejido durante la tinción rápida, lo que se traduce en tiempos de espera rápidos y una reducción de los riesgos asociados con

la pérdida de tejido y la repetición de pruebas.

Presentación: Caja de 72 unidades.

SKU: J1800AMNZ

Categories: Anatomía Patológica, Fungible para Anatomía Patológica