


PORTAOBJETOS DE ADHESIÓN SUPERFROST PLUS

45,99€ I.V.A. no incluido



Portaobjetos para la sujeción de muestras congeladas de tejido integrado con parafina y fijado en formol, así como preparaciones citológicas. Tamaño estándar de 26 x 76 mm. Bordes esmerilados de 90°. Caja de 72 unidades.

SKU: J1800AMNZ

Categorías: [Anatomía Patológica](#), [Fungible para Anatomía Patológica](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Portaobjetos para la sujeción de muestras congeladas de tejido integrado con parafina y fijado en formol, así como preparaciones citológicas, ideal para anatomía patológica. Tamaño estándar de 26 x 76 mm. Bordes pulidos de 90°.

Diseñado para minimiza la pérdida de tejido durante la tinción rápida, lo que se traduce en tiempos de espera rápidos y una reducción de los riesgos asociados con la pérdida de tejido y la repetición de pruebas.

Presentación: Caja de 72 unidades.