

Portaobjetos hidrófilo bordes cortados



Portaobjetos hidrófilo de vidrio. Acabado de bordes cortados 90º y esquinas no recortadas. Medida estándar: 26 x 76 mm. Presentados en cajas de 50 unidades.

Portaobjetos hidrófilo de vidrio claro y prelavado de 1,1 mm de espesor. Ideales para análisis rutinarios de laboratorio, tinciones, histología... Bordes cortados 90º y esquinas no recortadas. Medida estándar: 26 x 76 mm.

Presentados en cajas de 50 unidades envasadas en flow-pack al vacío y bolsa de sal de sílice para evitar humedad.

SKU: D100001

Categories: Anatomía Patológica, Fungible para Anatomía Patológica