

Portaobjetos hidrófilo bordes pulidos 45°

5,07€ I.V.A. no incluido



Portaobjetos hidrófilo de vidrio con banda mate. Bordes esmerilados a 45° y esquinas recortadas. Presentados en cajas de 50 unidades.

Portaobjetos hidrófilo de vidrio con banda mate para rotulación y 1,1 mm de espesor. Ideales para análisis rutinarios de laboratorio, tinciones, histología y más. Bordes pulidos 45° y esquinas recortadas. Medida estándar: 26 x 76 mm.

Presentados en cajas de 50 unidades envasadas en flow-pack al vacío y bolsa de sal de sílice para evitar humedad.

SKU: D100004

Categories: Anatomía Patológica, Fungible para Anatomía Patológica