

Precintos estériles para bolsas intravenosas STERI-TAMP



Sellos estériles a prueba de manipulaciones para puertos de mezcla en bolsas intravenosas. Protege contra la contaminación y la doble dosificación accidental.

Sellos estériles a prueba de manipulaciones para puertos de mezcla en bolsas intravenosas. Protege contra la contaminación y la doble dosificación accidental. Alerta al personal cuando se ha añadido un medicamento.

La capa exterior de aluminio proporciona evidencia visible de una punción con aguja. Al retirar la capa exterior queda una advertencia impresa que dice “Abierto” y no se puede volver a aplicar.

Protege el punto de entrada de las bolsas contra la contaminación y la doble dosificación accidental. Usando un método simple de “Torsión”, el sello se envuelve alrededor del puerto y de sí mismo.

Compatible con:

- Bolsas para puertos Baxter : VIAFLEX, VIAFLO, INTRAVIA, AVIVA, EVA todo en uno
- Bolsas para puertos BBraun : Excel, Pinnacle
- Bolsas de puerto médico para UCI : contenedores flexibles de puerto largo

Consultar los diferentes colores y diámetros y las distintas presentaciones.

- Azul 1000/rollo
- Rojo 1000/rollo
- Amarillo 1000/rollo

SKU: STERI-TAMP BOLSAS

Categories: Preanalítica, Tubos de vacío sangre/orina

Tags: precinto-esteril-bolsa-intravenosa