

Punta pipeta Zerotip, baja retención con filtro, estéril y en rack

85,60€ - 172,50€ Rango de precios: desde 85,60€ hasta 172,50€
I.V.A. no incluido



Rack de pipetas universales Zerotip. Para baja retención, con filtro y estériles. Diferentes volúmenes desde 10 a 1000 ul.

Las puntas Jetbio Zerotip están fabricados con polipropileno de alta calidad súper transparente. Las superficies de las puntas se producen a través de un proceso

especial. Este proceso hace que la superficie interna de la punta se vuelva súper hidrófoba, por lo tanto reduce significativamente la pérdida de muestra y proporciona una reproducibilidad sustancialmente mayor cuando se trabaja con medios críticos.

Características:

- Disponible con 6 volúmenes de transferencia de 10 ul, 20 ul, 100 ul, 200 ul, 300 ul y 1000 ul.
- Libre de ácidos nucleicos, pirógenos / endotoxinas, inhibidores de la PCR y metales traza
- Ideal para muestras biológicas que contienen detergentes como SDS, Tween Triton® -100 ect
- Las puntas con filtro de PP también están disponibles.
- Accesorios preferidos para la mayoría de las micropipetadoras de marca.
- No pirogénico y sin ADNasa / RNasa

SKU: PMT252010

Categories: Diagnóstico Molecular, Fungible para Diagnóstico Molecular