

## PUNTA PIPETA ZEROTIP, BAJA RETENCIÓN CON FILTRO, ESTÉRIL Y EN RACK

85,60€ - 172,50€ Rango de precios: desde 85,60€ hasta 172,50€ I.V.A. no incluido



### INFORMACIÓN ADICIONAL

#### Unidades

10 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 10 ul long (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 100 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 1000 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 1000 ul long (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 20 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 200 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 300 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)

Rack de pipetas universales Zerotip. Para baja retención, con filtro y estériles. Diferentes volúmenes desde 10 a 1000 ul.

---

**SKU:** PMT252010

**Categorías:** [Diagnóstico Molecular](#), [Fungible para Diagnóstico Molecular](#)

### VARIACIONES









Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	PMT252020	99,60€ I.V.A. no incluido			20 ul	(2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)
	PMT371000	172,50€ I.V.A. no incluido			1000 ul long	(2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)
	PMT233010	85,60€ I.V.A. no incluido			10 ul long	(2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)
	PMT252010	91,06€ I.V.A. no incluido			10 ul	(2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)
	PMT252100	94,48€ I.V.A. no incluido			100 ul	(2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	PMT252000	110,00€ I.V.A. no incluido				1000 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)
	PMT231200	94,50€ I.V.A. no incluido				200 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)
	PMT233300	105,90€ I.V.A. no incluido				300 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las puntas Jetbio Zerotip están fabricados con polipropileno de alta calidad súper transparente. Las superficies de las puntas se producen a través de un proceso especial. Este proceso hace que la superficie interna de la punta se vuelva súper hidrófoba, por lo tanto reduce significativamente la pérdida de muestra y proporciona una reproducibilidad sustancialmente mayor cuando se trabaja con medios críticos.

#### Características:

- Disponible con 6 volúmenes de transferencia de 10 ul, 20 ul, 100 ul, 200 ul, 300 ul y 1000 ul.
- Libre de ácidos nucleicos, pirógenos / endotoxinas, inhibidores de la PCR y metales traza
- Ideal para muestras biológicas que contienen detergentes como SDS, Tween Triton® -100 ect
- Las puntas con filtro de PP también están disponibles.
- Accesorios preferidos para la mayoría de las micropipetadoras de marca.
- No pirogénico y sin ADNasa / RNasa

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### Unidades

10 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 10 ul long (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 100 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 1000 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 1000 ul long (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 20 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 200 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 300 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

## PRESENTACIÓN

Presentación: Presentación en pack de 2 cajas de 10 racks x 96 puntas cada una, según referencia, disponible también presentación en bolsa a granel de 1000 ud., consultar.

Volumen: