

PUNTA PIPETA ZEROTIP, BAJA RETENCIÓN CON FILTRO, ESTÉRIL Y EN RACK

83,10€ - 167,00€Rango de precios: desde 83,10€ hasta 167,00€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades

10 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 10 ul long (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 100 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 1000 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 1000 ul long (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 20 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 200 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 300 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)

Rack de pipetas universales Zerotip. Para baja retención, con filtro y estériles. Diferentes volúmenes desde 10 a 1000 ul.

SKU: PMT252010

Categorías: [Diagnóstico Molecular](#), [Fungible para Diagnóstico Molecular](#)

VARIACIONES









Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	PMT252020	92,98€ I.V.A. no incluido				20 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)
	PMT371000	100,00€ I.V.A. no incluido				1000 ul long (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)
	PMT233010	83,10€ I.V.A. no incluido				10 ul long (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)
	PMT252010	88,40€ I.V.A. no incluido				10 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)
	PMT252100	91,75€ I.V.A. no incluido				100 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	PMT252000	167,00€ I.V.A. no incluido				1000 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)
	PMT231200	91,75€ I.V.A. no incluido				200 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)
	PMT233300	102,80€ I.V.A. no incluido				300 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los JET ZEROTIP® están fabricados con polipropileno de alta calidad súper transparente. Las superficies de las puntas se producen a través de un proceso especial. Este proceso hace que la superficie interna de la punta se vuelva súper hidrófoba, por lo tanto reduce significativamente la pérdida de muestra y proporciona una reproducibilidad sustancialmente mayor cuando se trabaja con medios críticos.

Características:

- Disponible con 6 volúmenes de transferencia de 10 ul, 20 ul, 100 ul, 200 ul, 300 ul y 1000 ul.
- Libre de ácidos nucleicos, pirógenos / endotoxinas, inhibidores de la PCR y metales traza
- Ideal para muestras biológicas que contienen detergentes como SDS, Tween Triton® -100 ect
- Las puntas con filtro de PP también están disponibles.
- Accesorios preferidos para la mayoría de las micropipetadoras de marca.
- No pirogénico y sin ADNasa / RNasa

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades

10 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 10 ul long (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 100 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 1000 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 1000 ul long (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 20 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 200 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 300 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación: Presentación en pack de 2 cajas de 10 racks x 96 puntas cada una, según referencia, disponible también presentación en bolsa a granel de 1000 ud., consultar.

Volumen: