

Punta pipeta Zerotip, baja retención sin filtro y estéril, en rack

100,00€ I.V.A. no incluido



Rack de pipetas universales Zerotip. Para baja retención, sin filtro y estériles. Diferentes volúmenes desde 10 a 1000 ul.

Los JET ZEROTIP® están fabricados con polipropileno de alta calidad súper transparente. Las superficies de las puntas se producen a través de un proceso especial. Este proceso hace que la superficie interna de la punta se vuelva súper

hidrófoba, por lo tanto reduce significativamente la pérdida de muestra y proporciona una reproducibilidad sustancialmente mayor cuando se trabaja con medios críticos.

Características:

- Disponible con 6 volúmenes de transferencia de 10 ul, 20 ul, 100 ul, 200 ul, 300 ul y 1000 ul
- Libre de ácidos nucleicos, pirógenos / endotoxinas, inhibidores de la PCR y metales traza
- Ideal para muestras biológicas que contienen detergentes como SDS, Tween Triton® -100 ect
- Accesorios preferidos para la mayoría de las micropipetadoras de marca.
- No pirogénico y sin ADNasa / RNasa

SKU: PMT251010

Categories: Diagnóstico Molecular, Fungible para Diagnóstico Molecular