

## PUNTA PIPETA ZEROTIP, BAJA RETENCIÓN SIN FILTRO Y ESTÉRIL, EN RACK

**84,95€ - 100,00€ I.V.A. no incluido**



### INFORMACIÓN ADICIONAL

#### Unidades

10 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 1000 ul long (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 200 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 300 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)






Rack de pipetas universales Zerotip. Para baja retención, sin filtro y estériles. Diferentes volúmenes desde 10 a 1000 ul.

**SKU:** PMT251010

**Categorías:** [Diagnóstico Molecular](#), [Fungible para Diagnóstico Molecular](#)

### VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
--------	-----	--------	--------------	----------------	-------------	----------

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	PMT250010	100,00€ I.V.A. no incluido	Sin existencias		10 ul	(2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)
	PMT251200	84,95€ I.V.A. no incluido	Sin existencias		200 ul	(2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)
	PMT251010	100,00€ I.V.A. no incluido	Sin existencias		10 ul	(2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)
	PMT231300	100,00€ I.V.A. no incluido	Sin existencias		300 ul	(2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)
	PMT271000	100,00€ I.V.A. no incluido	Sin existencias		1000 ul long	(2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los JET ZEROTIP® están fabricados con polipropileno de alta calidad súper transparente. Las superficies de las puntas se producen a través de un proceso especial. Este proceso hace que la superficie interna de la punta se vuelva súper hidrófoba, por lo tanto reduce significativamente la pérdida de muestra y proporciona una reproducibilidad sustancialmente mayor cuando se trabaja con medios críticos.

Características:

- Disponible con 6 volúmenes de transferencia de 10 ul, 20 ul, 100 ul, 200 ul, 300 ul y 1000 ul
- Libre de ácidos nucleicos, pirógenos / endotoxinas, inhibidores de la PCR y metales traza
- Ideal para muestras biológicas que contienen detergentes como SDS, Tween Triton® -100 ect
- Accesorios preferidos para la mayoría de las micropipetadoras de marca.
- No pirogénico y sin ADNasa / RNasa

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### Unidades

10 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 1000 ul long (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 200 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud), 300 ul (2 Cajas de 10 Racks x 96 ud)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF



Punta pipeta Zerotip, baja retención sin filtro y estéril, en rack  
<https://www.akralab.es/producto/punta-pipeta-zerotip-baja-retencion-sin-filtro-y-esteril-en-rack/>

## PRESENTACIÓN

Presentación: Presentación en pack de 2 cajas de 10 racks x 96 puntas cada uno. según referencia, disponible también presentación en bolsa a granel de 1000 ud., consultar.