

PUNTAS PIPETA CON FILTRO, ESTÉRIL EN RACK

62,01€ - 102,60€ Rango de precios: desde 62,01€ hasta 102,60€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso	N/D
Unidades	0,1-10 ul (2 Racks 10×96 ud), 10-100 ul (2 Racks 10×96 ud), 10-300 ul (2 Racks 10×96 ud), 100-1000 ul (2 Racks 10×96 ud), 2-20 ul (2 Racks 10×96 ud), 20-200 ul (2 Racks 10×96 ud)

Puntas para pipeta universal con filtro y estéril, con presentación en rack de 96 uds para una fácil dispensación

SKU: PPT151010

Categorías: [Diagnóstico Molecular](#), [Fungible para Diagnóstico Molecular](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
--------	-----	--------	--------------	----------------	-------------	----------

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	PPT151010	62,01€ I.V.A. no incluido	Sin existencias		0,1-10 ul (2 Racks 10x96 ud)	
	PPT151000	102,60€ I.V.A. no incluido			100-1000 ul (2 Racks 10x96 ud)	

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Punta de pipeta sin filtro disponible con diferentes volúmenes de transferencia de 10 a 1000 uL. Garantiza el dispensado completo. Fabricadas en polipropileno altamente hidrofóbico. Libres de ácidos nucleicos, pirógenos / endotoxinas, inhibidores de PCR. Autoclavables y compatibles con la mayoría de micropipetas del mercado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso	N/D
Unidades	0,1-10 ul (2 Racks 10×96 ud), 10-100 ul (2 Racks 10×96 ud), 10-300 ul (2 Racks 10×96 ud), 100-1000 ul (2 Racks 10×96 ud), 2-20 ul (2 Racks 10×96 ud), 20-200 ul (2 Racks 10×96 ud)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación: Presentación en pack de 2 racks de 10×96 ud. según referencia, disponible también presentación en bolsa a granel de 1000 ud., consultar.

Volumen: