

Puntas pipeta con filtro, estéril en rack

62,01€ - 102,60€ Rango de precios: desde 62,01€ hasta 102,60€
I.V.A. no incluido



Puntas para pipeta universal con filtro y estéril, con presentación en rack de 96 uds para una fácil dispensación

Punta de pipeta sin filtro disponible con diferentes volúmenes de transferencia de 10 a 1000 uL. Garantiza el dispensado completo.
Fabricadas en polipropileno altamente hidrofóbico.

Libres de ácidos nucleicos, pirógenos / endotoxinas, inhibidores de PCR.
Autoclavables y compatibles con la mayoría de micropipetas del mercado.

SKU: PPT151010

Categories: Diagnóstico Molecular, Fungible para Diagnóstico Molecular