

SecuTag



SOLUCIÓN INTEGRAL PARA TRANSPORTE Y GESTIÓN DE MUESTRAS SANITARIAS

SecuTag "Specimen safe transport" es una solución integral para el transporte de especímenes entre centros de atención primaria (CAPs) y hospitales, de forma segura.

SOLUCIÓN INTEGRAL PARA TRANSPORTE Y GESTIÓN DE MUESTRAS SANITARIAS

SecuTag "Specimen safe transport" es una solución integral para el transporte

de especímenes entre centros de atención primaria (CAPs) y hospitales, de forma segura.

Características

Trazabilidad: El Tag detecta temperatura y tiempos durante el transporte, y las antenas vuelcan los datos a un software centralizado de manera automática y desatendida.

Mejora Continua: Permite identificar los CAP que repiten incidencias o los itinerarios más problemáticos, para establecer planes de mejora.

Seguridad del paciente: Permite validar expediciones con integridad dudosa antes de ser incorporados a la analítica del Hospital.

Qué incluye

- 1 Tag por nevera
- 1 Antena
- 1 Receptor
- 1 Licencia de Software de Gestión

[caption id="attachment_9393" align="aligncenter" width="546"]



[Ver Folleto](#)

SecuTag[/caption]

Opciones

Nevera para transporte

Servicio de mantenimiento del Software

Ventajas

Escalable: Se pueden ampliar el número de CAPs, neveras y hospitales.

Configurable: El modo de trabajo puede ser con auto-expedición, o usando antena y receptor en cada CAP.

Personalizable: los intervalos de toma de temperatura se pueden configurar a medida.

Preguntas frecuentes

Vida Media del Tag: la durabilidad de cada tag depende del intervalo de toma de datos, que recomendamos no sea inferior a 1 minuto

Cómo se identifican el CAP y a las neveras: cada Tag tiene un identificador único que lo asocia a una nevera y a un centro de expedición o CAP.

Dónde se instala el software: la aplicación se puede instalar en nuestro servidor o en el del hospital, con acceso por internet a los CAPs.

SKU: 61023SECUTAG

Categories: Preanalítica, Trazabilidad y Neveras de transporte