

Supermega Casete Blanco con tapa 74x25x18 mm

84,95€ I.V.A. no incluido



Casete supermega tamaño extra 74x52x18 mm para muestras histológicas.

Presentación: Caja 100 ud.

Casete supermega blanco con tapa para inclusiones macro (encéfalo, etc.). Está hecho de resina de acetal resistente a la mayoría de los disolventes / descalcificadores y técnicas de ultrasonido utilizadas en los laboratorios de histopatología. Equipado con cerradura de seguridad cuádruple y tres lados de escritura.

Características

- Dimensiones: 74x52x18 mm
- Material: POM (polioximetileno)
- Tolerancia a la temperatura: de -40°C a + 110°C (150°C sólo por un período de tiempo muy corto)
- Consultar disponibilidad para otros colores.

Presentación: Caja de 100 ud.

SKU: 0678

Categories: Anatomía Patológica, Fungible para Anatomía Patológica