


## SUPERMEGA CASETE BLANCO CON TAPA 74X25X18 MM

**84,95€ I.V.A. no incluido**



Casete supermega tamaño extra 74x52x18 mm para muestras histológicas.


Presentación: Caja 100 ud.

---

**SKU:** 0678

**Categorías:** [Anatomía Patológica](#), [Fungible para Anatomía Patológica](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Casete supermega blanco con tapa para inclusiones macro (encéfalo, etc.). Está hecho de resina de acetal resistente a la mayoría de los disolventes / descalcificadores y técnicas de ultrasonido utilizadas en los laboratorios de histopatología. Equipado con cerradura de seguridad cuádruple y tres lados de escritura.

### Características

- Dimensiones: 74x52x18 mm
- Material: POM (polioximetileno)
- Tolerancia a la temperatura: de -40°C a + 110°C (150°C sólo por un período de tiempo muy corto)
- Consultar disponibilidad para otros colores.

Presentación: Caja de 100 ud.