

Tapón blanco para tubo 13 mm

31,48€ I.V.A. no incluido



Tapón de polietileno color blanco, para tubos de 13 mm. de diámetro, con cierre a presión, y no estéril. Para un solo uso. Presentación: Bolsa de 1000 ud.

Tapón de polietileno color blanco, para tubos de 13 mm. de diámetro, con cierre a presión, y no estéril. Para un solo uso.

Características

- **Material / Composición:**
 - Polietileno de baja densidad (PEBD).
- **Dimensiones:**
 - Diámetro del tapón: 13 mm.

- **Conservación:** Temperatura ambiente.
- **Presentación:** Bolsa con 1.000 ud.

SKU: TT131/B (453225TT131B)

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preanalítica