

## TAPÓN BLANCO PARA TUBO 13 MM

**31,48€ I.V.A. no incluido**



Tapón de polietileno color blanco, para tubos de 13 mm. de diámetro, con cierre a presión, y no estéril. Para un solo uso. Presentación: Bolsa de 1000 ud.

---

**SKU:** TT131/B (453225TT131B)

**Categorías:** [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tapón de polietileno color blanco, para tubos de 13 mm. de diámetro, con cierre a presión, y no estéril. Para un solo uso.

### Características

- **Material / Composición:**
  - Polietileno de baja densidad (PEBD).
- **Dimensiones:**



**akralab**  
one point, all solutions.

Tapón blanco para tubo 13 mm

<https://www.akralab.es/producto/tapon-tubo-13mm/>

◦ Diámetro del tapón: 13 mm.

- **Conservación:** Temperatura ambiente.
- **Presentación:** Bolsa con 1.000 ud.