

Termociclador qPCR LineGene Mini S, 16 pruebas, 4 canales



Sistema qPCR portable de fluorescencia en tiempo real, para volúmenes medios de trabajo. Capacidad hasta 16 pruebas simultáneas. Dispone de 4 canales de detección garantizada.

También disponible PCR en Alquiler para eventos

LineGene MiniS es una actualización completa de la generación anterior de termocicladores LineGene Mini, con 16 diseños de bajo rendimiento de un solo tubo o de 8 tubos, así como nuevas rutas ópticas y los últimos modos de escaneo. Dispone de 4 canales de detección que garantizan la misma capacidad de detección que instrumentos qPCR de mayor tamaño. Tamaño pequeño y fácil de transportar, adecuado para investigación y laboratorios con volúmenes de trabajo medios.

Características

- Tecnología de escaneo avanzada con excelente SNR
- Tecnología de detección de vanguardia y señal más estable
- Función de ganancia automática, datos precisos y fiables
- Exterior actual y compacto con estructura fuerte y de alta durabilidad
- Interfaz de operación táctil, fácil de operar
- Configuración de función completa y rendimiento estable del equipo

SKU: FDQ-16B

Categories: Diagnóstico Molecular, Instrumentación