

## TERMOCICLADOR QPCR LINEGENE MINI S, 16 PRUEBAS, 4 CANALES



Sistema qPCR portable de fluorescencia en tiempo real, para volúmenes medios de trabajo. Capacidad hasta 16 pruebas simultáneas. Dispone de 4 canales de detección garantizada.

**También disponible PCR en Alquiler para eventos**

---

**SKU:** FDQ-16B

**Categorías:** [Diagnóstico Molecular](#), [Instrumentación](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LineGene MiniS es una actualización completa de la generación anterior de termocicladores LineGene Mini, con 16 diseños de bajo rendimiento de un solo tubo o de 8 tubos, así como nuevas rutas ópticas y los últimos modos de escaneo. Dispone de 4 canales de detección que garantizan la misma capacidad de detección que instrumentos qPCR de mayor tamaño. Tamaño pequeño y fácil de transportar, adecuado para investigación y laboratorios con volúmenes de trabajo medios.

## Características

- Tecnología de escaneo avanzada con excelente SNR
- Tecnología de detección de vanguardia y señal más estable
- Función de ganancia automática, datos precisos y fiables
- Exterior actual y compacto con estructura fuerte y de alta durabilidad
- Interfaz de operación táctil, fácil de operar
- Configuración de función completa y rendimiento estable del equipo