

Termociclador qPCR compacto SentiNat Micro



Equipo compacto de qPCR para el diagnóstico in vitro. Capacidad de procesamiento de hasta 48 muestras. Dispone de Certificado IVF

Equipo compacto de PCR en tiempo real para el diagnóstico in vitro. El SENTiNAT® MICRO es un instrumento compacto de qPCR de 48 pocillos basado en la rotación que aplica la inducción magnética para lograr el calentamiento y el flujo de aire forzado para el enfriamiento. Está destinado a realizar PCR basada en fluorescencia para detectar y cuantificar secuencias de ácidos nucleicos trabajando con cuatro canales de detección, cuyos espectros de excitación y emisión abarcan los colorantes más comunes utilizados en qPCR. Gracias a la conectividad Bluetooth® con un PC, se pueden ejecutar varios instrumentos a través de un único ordenador, lo que aumenta el rendimiento de las muestras.

Ventajas del sistema

- Tamaño compacto y peso ligero
- Procesamiento rápido de 48 muestras
- Tecnología de calentamiento/enfriamiento por inducción magnética
- Cuatro canales de luz
- Multiaplicación: PCR, qPCR, melting-curve
- Conexión de varios instrumentos a través de Bluetooth
- **Dispone de IVD**

El software, de fácil manejo, está repleto de funciones de análisis inteligentes. Con un diseño de software intuitivo, la configuración de las series y el análisis resultan sencillos y varias funciones de control de calidad proporcionan confianza en el resultado final.

SKU: 1N400S

Categories: Diagnóstico Molecular, Instrumentación