

Test Combo Adenovirus + VSR muestra nasofaringea, casete

112,75€ I.V.A. no incluido



Test rápido para la detección simultánea de Adenovirus y del virus sincitial respiratorio humano en muestra nasofaríngea, formato casete.

Presentación: Caja 20 tests

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Una prueba rápida para la detección cualitativa de Adenovirus Respiratorio y Antígeno del Virus Sincitial Respiratorio en muestras de torundas nasofaríngeas.

La Combo Prueba Rápida de Adenovirus y RSV en Casete es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de Adenovirus, antígenos del Virus Sincitial Respiratorio en muestras de torundas nasofaríngeas. Está destinado a ayudar en el diagnóstico diferencial rápido de adenovirus respiratorio, infecciones virales del virus sincicial.

Principio

La Combo Prueba Rápida de Adenovirus y RSV en Casete (hisopos nasofaríngeos) es un inmunoensayo de flujo lateral cualitativo para la detección de adenovirus, nucleoproteínas del Virus Sincitial Respiratorio en muestras de torundas nasofaríngeas. En esta prueba, el anticuerpo específico para las nucleoproteínas del Adenovirus, Virus Sincitial Respiratorio se recubre en las regiones de la línea de prueba del casete de prueba. Durante la prueba, la muestra extraída reacciona con el anticuerpo contra Adenovirus, virus sincitial respiratorio que se recubren sobre partículas. La mezcla migra hacia arriba de la membrana para reaccionar con el anticuerpo contra Adenovirus, Virus Sincitial Respiratorio en la membrana y genera una línea de color en las regiones de prueba. La presencia de esta línea coloreada en las regiones de prueba indica un resultado positivo. Para servir como un control de procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en la región de control si la prueba se ha realizado correctamente.

Material suministrado

- Test casete
- Hisopos estériles
- Puntas para tubos de extracción
- Reactivo de extracción
- Ficha técnicas
- Tubo de extracción
- Instrucciones de uso

SKU: IARC-525

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex