

TEST ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS TCA1000 EN ORINA, FORMATO CASETE



INFORMACIÓN ADICIONAL

Punto de Corte	1000 ng/ml
Unidades	30 ud

Test de droga para detección antidepresivos tricíclicos en orina 1000 ng/ml, mediante casete

SKU: 102013

Categorías: [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test rápido TCA1000 se utiliza para la detección cualitativa de Antidepresivos tricíclicos 1000 ng/ml, con una sencilla prueba de orina mediante casete de alta calidad.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico
- Resultados rápidos y fiables
- Opciones flexibles de punto de corte para necesidades variables

Uso en:

- Gestión de tratamientos de adicciones
- Tratamientos de desintoxicación

- Emergencias
- Forenses
- Controles en el lugar de trabajo
- Autoridades de transporte y controles aduaneros

INFORMACIÓN ADICIONAL

Punto de Corte	1000 ng/ml
Unidades	30 ud

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF, si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 30 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 30 ud

Volumen: