

Test Borreliosis IgG+IgM en sangre, suero o plasma, formato casete



El Test Borreliosis IgG+IgM es un test inmunológico de diagnóstico rápido para la detección cualitativa del anticuerpo Borreliose (*Borrelia burgdorferi*, *B. afzelli* y *B. garinii*) en sangre, suero o plasma, mediante casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test Borreliosis IgG+IgM es un test inmunológico de diagnóstico rápido para la detección cualitativa del anticuerpo Borreliose (*Borrelia burgdorferi*, *B. afzelii* y *B. garinii*) en sangre, suero o plasma, mediante casete

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, pipeta, solución diluyente y manual con instrucciones de uso.

Sensibilidad: 81,0% en comparación Lyme IgG EIA; 91,3% en comparación Lyme IgM EIA

Especificidad: 91,0 % en comparación Lyme IgG EIA; 81,3 % en comparación con Lyme IgM EIA

SKU: 870001

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex